



## dCTP 100mM solution

### 产品信息:

组成	规格
AP204-01	0.25ml (100mM each)

**储运温度:** -20℃ 保存

**形态:** 溶液

**纯度:**

HPLC 检测 (C18 柱): 大于 99.5%; 经检测确认, 用于 PCR 反应时扩增良好; 经检测确认, 不含有 RNase、DNase。

### 注意事项:

长期保存可放置-70℃, 经常使用可保存于-20℃。

**注意:** 尽量避免多次冻融, 切勿暴露在温度波动较大之处, 温度波动对产品的稳定性有较大影响。