



DNA 克隆服务委托书

业务员*		技术服务电话	技术服务邮箱
订单号		13810151491	biomedsupport@163.com

尊敬的客户：
您好！为了顺利地完成实验，请您认真阅读技术服务说明及注意事项并认同后，填写以下内容：

委托日期 *		价格（合成和测序另算）*	
委托人 *		单位名称（课题组）*	
联系电话 *		邮 箱 *	

服务要求描述： _____（请从下面选项中选择并列出您需要的服务项目）

①亚克隆 ②载体构建 ③其它

插入序列要求：

克隆载体要求：

实验材料背景资料

基因名称	片段大小 (bp)	载体名称	载体大小 (bp)	抗性	引物名称	质粒浓度	样品形式	备注

请您确认所寄样品无致病性。（请签名：_____）

【技术服务说明及注意事项】

1. 我们不接受含有病原体的样品。请您确认样品无致病性后在上一栏中签名；
2. 目的基因亚克隆实验，请提供含有目的基因的质粒及亚克隆载体质粒不少 2ug，如少于 2ug 或提供的是菌液，需额外收取转化费用及提取质粒费用；

3. TA 克隆实验，PCR 产物量不少于 1ug，并注明扩增用的 DNA 聚合酶种类；
4. 请您将基因序列及测序报告、克隆载体等相关信息发到我们的邮箱 biomedsupport@163.com；
5. 我们提供免费的 TA/B 克隆载体，除此之外的亚克隆载体请您提供；
6. 本公司只提供 Amp、Kan、Cm 三种抗生素，如需其他抗生素请提供并附上详细使用方法；
7. 因您送的样品原因造成的实验不成功，我们将建议重新提供样品。并对本次实验收取相应费用；
8. 本次检测只对该次送检标本负责；该检测结果仅限于科研使用，不作为临床诊断。
9. *标记的为必填项；