



琼脂粉

货号	产品名称	规格
SH5302-01	琼脂粉	100 g
SH5302-02	琼脂粉	500 g

保存条件：室温保存 3 年。

产品介绍：

琼脂粉可用来制作固体培养基，如培养细菌的固体培养基，培养植物的固体培养基，以及培养酵母的固体培养基等。

使用方法：

配制固体培养基时加入本品含量约为 1.2%-2.0%；配制半固体培养基时，加入本品含量约为 0.3%-0.6% 。

LB 固体培养基一般按照 1.5%加入，具体使用量请按照实验室具体配方加入。