



LED-A 型多用途白光透射灯

产品特点及用途:

1. 仪器尺寸 24cm×15.5cm ×6cm, 小巧轻便。
2. 采用 LED 灯, 光源比节能灯柔和明亮, 灯源的工作时间更长, LED 灯不发热。
3. 使用手机或 CCD 相机拍照时, 光线不闪烁。
4. 用于聚丙烯酰胺凝胶经考马斯亮蓝或硝酸银染色后的观察及结果记录。
5. NC 膜和 PVDF 膜染色后 (如使用丽春红 S) 的观察及结果记录。
6. 免疫印迹结果 (主要用于 TMB, DAB 等化学显色剂显色) 的观察及结果记录。



效果图 (手机拍摄):

