



# dUTP 100mM solution

## 产品信息:

组成	规格
AP207-01	0.25ml (100mM each)

**储运温度:** -20℃ 保存

## 产品简介:

dUTP 即 2'-deoxyuridine 5'-triphosphate, 中文名为脱氧尿苷三磷酸, 常用于PCR、qPCR、RT-PCR和RT-qPCR等反应中, 使扩增反应得到的产物中含有尿嘧啶。

**形态:** 溶液

**纯度:**

HPLC 检测 (C18 柱): 大于 99.5%; 经检测确认, 用于 PCR 反应时扩增良好; 经检测确认, 不含有 RNase、DNase。

## 注意事项:

长期保存可放置-70℃, 经常使用可保存于-20℃。

**注意:** 尽量避免多次冻融,切勿暴露在温度波动较大之处, 温度波动对产品的稳定性有较大影响。

BM20220609