



还原型谷胱甘肽 (GSH)

产品组成:

产品名称	PA342-01	PA342-02
还原型谷胱甘肽(GSH)	1g	25g

保存条件: 2-8℃

产品简介:

谷胱甘肽 (GSH) 是一种普遍存在于多种细胞和组织中的分子。GSH 中存在的三种氨基酸是甘氨酸、半胱氨酸和谷氨酸。

产品应用:

还原的 L-谷胱甘肽 (GSH) 已用于洗脱缓冲液用于通过使用谷胱甘肽-琼脂糖微珠进行 GST (谷胱甘肽 S-转移酶) 融合蛋白的洗脱。它已用于绘制 GSH 分析物的标准曲线。

可在 5-10 mM 下用于从谷胱甘肽琼脂糖洗脱谷胱甘肽 S-转移酶(GST)。