



链霉素

| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|----------|------|--------|
| SH451-02 | 链霉素 | 1 g×10 |

保存条件： 室温/4℃，链霉素粉末长时间保存建议放于 4℃，配成母液后放于-20℃保存。

产品介绍：

抗菌素，主要抗革兰氏阴性菌，常与青霉素一起用于细胞培养，防止微生物污染。

使用方法：

称取粉末溶于无菌水中，使用 0.22/0.45um 的过滤膜进行过滤分装，一般可配制成 50-100mg/ml 进行储存。

BM20221115