



Carrier RNA

产品组成:

产品名称	SH6001-02
Carrier RNA	200µg

储存条件: 15-25℃ 保存。

产品简介:

来自酵母的 RNA 是从酿酒酵母中获得的总 RNA。

产品应用:

酵母 RNA 已用于:

1. 作为原位杂交中的载体 RNA;
2. RNA 共免疫沉淀;
3. 核酸提取。

使用说明:

1. 如果用作载体, 则使用经 DEPC 处理的无菌双蒸水或 TE 缓冲液将该总酵母 RNA 混合物重悬至 10 mg/mL。
2. 如果用作核酸提取, 用 RNase-free H₂O 溶解后, 可参考 RA108-01 说明书使用。

分析说明: 吸光度: RNA: 95%, Pi (磷酸盐): 0.3%

仅用于生命科学研究。不可用于诊断。